

EyeLink®

Experiment Builder

```
graph LR; A[ ] --> B(( )); B --> C[ ]; C --> D(( )); D --> E[ ]; D --> F[ ]
```

SR Research
EyeLink

EyeLink and the EyeLink logo are registered trademarks of SR Research Ltd.
©2004 SR Research Ltd. All rights reserved.

軟體簡介

- SR Research® Experiment Builder是專為EyeLink®所設計的一套視覺化實驗設計軟體。
- 本軟體最大特色為，即使使用者未受任何程式設計訓練，亦可輕易使用本軟體。
- 本軟體亦保留相當的自由度可供使用者利用本軟體撰寫EyeLink®或非EyeLink®相關實驗。
- 本軟體除主程式Experiment Builder外，另含Split AVI及Randomizer可供使用者使用

撰寫實驗流程之建議

1. 設計實驗
2. 利用Experiment Builder建立及測試實驗
3. 將所建立完成的實驗輸出
4. 資料收集
5. 資料分析


軟體介面簡介(1/4)

The screenshot displays the SR Research Experiment Builder v 1.2.0.88 Alpha [Simple] software interface. The main workspace shows a flowchart of an experiment design. The flow starts with a 'DISPLAY_SCREEN' block, which branches into three paths: '1' leading to a 'KEYBOARD' block, '3' leading to a 'TIMER' block, and '2' leading to an 'EL_BUTTON' block. All three paths converge into a single 'EL CAMERA SETUP' block. Below this, a large purple box contains a sub-flowchart with 'START', 'PREPARE_SEQUENCE', and 'DRIFT_CORRECT' blocks. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Experiment, Help), a toolbar with various icons, and several panels on the left: 'Overview', 'Structure' (showing a tree view of 'EL_CAMERA_SETUP', 'TRIAL', 'START', 'PREPARE_SEQ', 'DRIFT_CORREC', 'RECORDING', 'START'), 'Properties' (with a table below), and 'Connections'.


Property	Value
Label	TRIAL
Type	Sequence
Time	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Simple' and 'BLOCK'.

軟體介面簡介(2/4)



軟體介面簡介(3/4)



總覽視窗(overview): 利用此視窗可使工作視窗中之物件快速移動


結構視窗 (structure): 此視窗包含實驗(experiment), 元(component)及裝置(Device)三部份,通常可利用此視窗搭配屬性視窗(properties)可快速檢閱某一特定物件之細部設定

屬性視窗(properties): 可進行各物件之相關設定

軟體介面簡介(4/4)

Editor Selection Tabs


Graph Editor Window



以圖表呈現實驗設計

- 拖曳實驗元件至工作區
- 用箭頭將各元件彼此連結以表示序列及順序關係
- 將實驗元件連結以形成整個實驗的流程

流程圖簡例



【工作區(Workspace)之動作(Action)元件】

動作元件之功能為命令電腦進行某一動作。

圖示	名稱	功能說明
	Display Screen	展示圖形或影片。
	Drift Correction	執行偏移修正。
	Camera Setup	進行EyeLink®之各項設定及校正。
	Prepare Sequence	預先將實驗所需之材料及參數載入至電腦。
	Play Sound	播放副檔名為WAV之聲音檔。
	Sequence	新增一實驗序列。
	Send TTL Signal	藉由平行埠，送出一電晶體-電晶體邏輯(Transistor-Transistor Logic)訊號。
	Terminate Experiment	強制停止實驗。


【工作區 (Workspace) 之觸發 (Trigger) 元件】

觸發工具列所列之元件的功能為，給定某一“條件”，當滿足此條件時，即進行實驗的下一步驟。


圖示	名稱	功能說明
	Start	開始元件。此為任何實驗流程之起始點。
	Timer	時間元件。可設定任何時間為觸發點。
	Boundary	邊界元件。當受測者眼球進入某一已設定區域即滿足此條件。
	Conditional	條件元件。可自行設定一或兩種條件。
	EyeLink® Button	當藉由搖桿輸入信號時即滿足此條件。
	Cedrus® Button	當藉由此裝置輸入信號時即滿足此條件。
	Keyboard	當藉由鍵盤輸入信號時即滿足此條件。
	TTL	藉由平行埠，當接收到電晶體-電晶體邏輯 (Transistor-Transistor Logic) 訊號時即滿足此條件。
	Mouse	可藉由滑鼠輸入信號。
	Fixation	當眼球注視於某一區域及某一段特定時間即滿足此條件。
	Saccade	在某一區域發生眼跳時即滿足此條件。
	Sample Velocity	於上一元件相同，但可偵測更快之眼跳行為。即當眼跳速度超過原先所預期值時滿足此條件。

實驗設計原理

利用Experiment Builder設計實驗(Experiment)時，一般依序區塊(Block) → 試驗(Trials) → 紀錄(Recording)的原則，如下圖所示：



一個序列的範例



Data Source

- 產生一個實驗試驗的樣本
- 由data source提供各個試驗實際上的參數
- Data Source Randomization

Data Source

SR Research Experiment Builder v 1.2.0.89 Alpha [Picture] (Read-Only)

File Edit View Experiment Help

Overview

Structure

- KEYBOARD
- EL_BUTTON
- TIMER
- EL_CAMERA_SETUP
- TRIAL**
- START
- PREPARE_SEQUENCE

Experiment Components Devices

Properties

Property	Value
Label	TRIAL
Type	Sequence
Time	
Record	<input type="checkbox"/>
Is Real Time	<input type="checkbox"/>
Iteration	
Iteration Count	6
Split by	[2]
Data Source	Columns: 6 / Rows: 6
Freeze Display Until Fir...	<input checked="" type="checkbox"/>
Prompt for Dataset File	<input checked="" type="checkbox"/>

Experiment BLOCK TRIAL_DataSource

	trial	image	width	height	x	y
	Number	String	Number	Number	Number	Number
1	1	town.jpg	1024	768	0	0
2	2	town_blur.jpg	1024	768	0	0
3	3	town.jpg	800	600	112	84
4	4	town_blur.jpg	800	600	112	84
5	5	town.jpg	800	600	0	0
6	6	town_blur.jpg	800	600	0	0

1. Select Sequence

2. Click Here

3. Create Column Headings

4. Create Data Lines

Add Column Add Row Import Data Randomization Setting

Enable Run-Time Randomization

Picture BLOCK

Samples

- Simple
- Stroop
- Picture
- TextLine
- GCWindow
- Change
- Saccade
- Pursuit
- Video

原廠網站上有更多的範例

請參考<http://www.sr-research.com/index.php>